



GUIA RÁPIDO DE CONEXÃO PARA ACESSÓRIOS SCOPECLEAN

Sumário - Modelos de Acessórios

1. Guia Conexão do Acessório modelo ZTCK 130	3
2. Guia Conexão do Acessório modelo ZTCK 140	4
3. Guia Conexão do Acessório modelo ZTCK 250	5
4. Guia Conexão do Acessório modelo ZTCK 700	6
5. Guia Conexão do Acessório modelo ZTCK 2900	7

1. Guia Conexão do Acessório modelo ZTCK 130




TABELA DE ACESSÓRIOS ZTCK 130

1	Conector do Alojamento das Válvulas ZTCK-1301
2	Tampão do Canal de Trabalho ZTCK-O
3	Conector do Alojamento da Entrada de Ar ZTCK-OF
4	Conector do Alojamento da Garrafa ZTCK-1302
5	Conector para Teste de Vazamento Olympus

Marca de Endoscópios Compatíveis: Olympus, Huger;

Tipos de Endoscópios Compatíveis: Gastrosκόpio, Colonoscópio, Duodenoscópio;

Modelos de Endoscópios Compatíveis: Linha V, 100 e 130 Olympus, Linha GVE Huger;

2. Guia Conexão do Acessório modelo ZTCK 140




TABELA DE ACESSÓRIOS ZTCK 140


TABELA DE ACESSÓRIOS ZTCK 140	
1	Conector do Alojamento das Válvulas ZTCK-1401
2	Tampão do Canal de Trabalho ZTCK-O
3	Conector do Alojamento da Entrada de Ar ZTCK-OF
4	Conector do Alojamento da Garrafa ZTCK-1402
5	Conector para Teste de Vazamento Olympus

Marca de Endoscópios Compatíveis: Olympus, Aohua e Ziontech;

Tipos de Endoscópios Compatíveis: Gastrosópio, Colonoscópio, Duodenoscópio;

Modelos de Endoscópios Compatíveis: Linha 140, 145,160, 170, 180 e 190 Olympus, Linha 1 e 1H Ziontech;

3. Guia Conexão do Acessório modelo ZTCK 250




1	Conector do Alojamento das Válvulas ZTCK-2501
2	Tampão do Canal de Trabalho ZTCK-O
3	Conector do Alojamento da Entrada de Ar ZTCK-OF
4	Conector do Alojamento da Garrafa ZTCK-2502
5	Conector para Teste de Vazamento Fujinon

Marca de Endoscópios Compatíveis: Fujinon Fujifilm;

Tipos de Endoscópios Compatíveis: Gastrosκόpio, Colonoscópio, Duodenoscópio;

Modelos de Endoscópios Compatíveis: Linha 250, 450, 530 e 590;

4. Guia Conexão do Acessório modelo ZTCK 700




1	Conector do Alojamento das Válvulas ZTCK-7001
2	Tampão do Alojamento do Canal de Trabalho ZTCK-P
3	Conector do Alojamento da Garrafa ZTCK-P
4	Conector para Teste de Vazamento Pentax

Marca de Endoscópios Compatíveis: Pentax;

Tipos de Endoscópios Compatíveis: Gastrosópio, Colonoscópio, Duodenoscópio;

Modelos de Endoscópios Compatíveis: Linha de Endoscópios compatíveis com processadora EPK-700, EPK-1000;

5. Guia Conexão do Acessório modelo ZTCK 2900



1	Conector do Alojamento das Válvulas ZTCK-29001
2	Tampão do Alojamento do Canal de Trabalho ZTCK-P
3	Conector do Alojamento da Garrafa ZTCK-P
4	Conector para Teste de Vazamento Pentax

Marca de Endoscópios Compatíveis: Pentax;

Tipos de Endoscópios Compatíveis: Gastrosκόpio, Colonoscópio, Duodenoscópio;

Modelos de Endoscópios Compatíveis: Linha de Endoscópios série 2900 ;